

Matilda™

by Dairy Tech, Inc.

Ecco Matilda, la nuova arrivata nella gamma prodotti Dairy Tech. Progettata appositamente per massimizzare l'efficacia delle buste Perfect Udder utilizzando i nostri collaudati protocolli. Ad un costo davvero conveniente pastorizzare e riscaldare il vostro prezioso colostro non è mai stato così facile ed economico.



Matilda™

E' PICCOLA: Dimensioni contenute 79x56x64 cm.

E' FACILE DA UTILIZZARE : L'intuitivo schermo touch screen semplifica le operazioni. Seleziona il tuo programma e si prenderà cura di tutto il resto ...*e può farlo in più lingue.*

E' SMART: La connettività Bluetooth consente di programmare e ricevere informazioni dal telefono, per avere sempre tutto sotto controllo durante le delicate fasi di trattamento termico.

E' FACILE DA CONTROLLARE: Grazie alla tecnologia di ultima generazione, Matilda esegue auto diagnosi, monitorando il motore, gli elementi riscaldanti, riparazioni o errori di sistema il controllo remoto Dairy Tech.

E' FACILE DA TRASPORTARE : Grazie alle dimensioni contenute, Matilda può essere spedita con corrieri rapidi direttamente in azienda. E' sufficiente collegare la presa elettrica, l'acqua ed è pronta per andare a lavorare per te e per i tuoi vitelli.

E' OPEROSA: Matilda™ può trattare fino a 8 litri di colostro alla volta in buste Perfect Udder®.

BUONE PRATICHE

per la Corretta Gestione del Colostro

1. Perfect Udder® è un sistema di gestione del colostro. Un semplice investimento di 8€ è la differenza tra un vitello che ti fa guadagnare e un vitello che ti costa denaro.
2. L'epigenetica è la scienza di "Come ambiente influenza l'espressione del nostro DNA"
3. Il colostro contiene i componenti necessari per avere un effetto epigenetico sullo sviluppo del vitello.
4. Il colostro è fondamentale per un sistema immunitario attivo durante le prime settimane di vita del vitello.
5. La media dei campioni di colostro raccolti negli Stati Uniti danno valori superiori a 500.000 cfu/ ml ... L'obiettivo è ridurre a < 100.00 cfu/ml per il colostro grezzo e < 10.000 per il colostro termizzato - La pastorizzazione è una fase CRITICA.
6. La qualità del colostro si riduce del 3% per ogni ora che non viene munto dalla vacca
7. Pastorizzare il colostro 60°C per 60 minuti.

VANTAGGI

- Aumento dell'assorbimento delle IgG nel sangue del vitello
 - Eliminazione dei principali agenti patogeni (*Salmonella, Johnes, E Coli, Mycoplasma, etc*)
 - Viscosità accettabile
8. Primo pasto: somministrare una quantità di Colostro equivalente a circa il 10% del peso vivo entro 1 ora dalla nascita.
 9. Secondo pasto: somministrare una quantità di Colostro equivalente a circa il 5% del peso vivo entro 8-10 ore dalla nascita.
 10. Una corretta gestione del colostro produrrà un migliore sviluppo degli organi, che a sua volta porterà ad un vitello più sano e ad una maggiore produzione di latte. Tutti gli organi sono influenzati dal colostro.
 11. Il sistema Perfect Udder viene fornito con tutto il necessario per implementare al meglio le operazioni di colostratura in allevamento e di tutte le informazioni per aiutare a comprendere i restanti passaggi critici della raccolta, manipolazione del colostro e dell'allevamento di vitelli.
 12. Dopo la somministrazione del colostro, continuare con l'alimentazione corretta del latte intero fino a quando il vitello non è svezzato.